

# TAKAGI

## Slit Lamp Microscopes



Название модели		700GL	700GL NSW	30GL	4ZL	2ZL BG	2ZL
Микроскоп	Тип	Галилеев сходящийся бинокулярный стереомикроскоп		Бинокулярный стереомикроскоп Грину	Галилеев сходящийся бинокулярный стереомикроскоп		
	Настройка увеличения	Барабан с 5 позициями		Револьверная система объектива с 2 позициями	Барабан с 5 позициями	Барабан с 3 позициями	
	Окуляры	16x с широким ПЗ	12.5x с широким ПЗ	10x / 16x	16x с широким полем зрения		
	Общее увеличение	6.3x / 10x / 16x / 25x / 40x	6x / 9x / 15x / 24x / 37x	10x / 16x / 25x (25x если используются 16x)	6.3x / 10x / 16x / 25x / 40x	10x / 16x / 25x	
	Диаметр поля зрения	35.9 / 23.3 / 14 / 8.8 / 5.5мм	37.8 / 25.2 / 15.1 / 9.5 / 6.0мм	18 / 11.25мм с окулярами 10x, 15 / 9.3мм с окулярами 16x	35.9 / 23.3 / 14 / 8.8 / 5мм	23.3/14/8.8мм	
	Угол стерео	10°	4.1°(с призмой) 12°(без призмы)	13°	10°		
	Межзрачковое расстояние	52 - 82мм					
	Диоптрийная настройка	± 7Д	± 5Д	±8д с окулярами 10x, ±10д с окулярами 16x	± 7Д		
Блок освещения	Ширина щели	Непрерывное изменение 0-14мм (почти окружность для 14мм)					
	Длина щели	Непрерывное изменение 0-14мм с шагом 0.2 / 1 / 2 / 3 / 5 / 10мм					
	Вращение щели	Непрерывное изменение 0-180° с 3 защелкивающимися позициями 45° / 90° / 135°					
	Смещение щели горизонтальное	Возможно (фиксируется на 0°)					
	Смещение щели вертикальное	0° / 5° / 10° / 15° / 20°				-	
	Освещаемое поле	14 / 10 / 5 / 3 / 2 / 1 / 0.2мм				14 / 8 / 5 / 3 / 0.3мм	
	Фильтры	Синий / Зеленый (бескрасный) / Синий коррекционный / Синий отсекающий				Синий / Зеленый (бескрасный) / Синий коррекционный	
	Источник света	Светодиод (3500К)					
Основной блок	Перемещение основания	Вперед-назад, влево-вправо, вверх-вниз при манипуляциях джойстиком					
	Диапазон перемещения	105мм (вперед-назад, влево-вправо), 30мм (вверх-вниз)					
	Точное перемещение	15мм (вперед-назад, влево-вправо)					
Упор для головы	Вертикальное движение	95мм					
	Фиксационный свет	Светодиод (красный)					
Питание	Параметры сети	100V~ - 240V~ (±10%)					
	Блок питания	5В= 2А					
Масса (без сетевого адаптера и опций)		12.5кг			11.5кг		11кг

\*Внешний вид и параметры могут изменяться при модернизации без уведомления.

CC(SM)E Ред..0